

¿Cómo preparar una **SOLUCIÓN CLORADA AL 0.5%** para limpiar superficies?

Si el pomo de cloro
tiene una **concentración al 1%**

1 litro
de agua  +  **400 ml** de hipoclorito
de sodio al 1%

EQUIVALENTE A

2 biberones
de 8 onzas



1½ litro
de agua  +  **500 ml** de hipoclorito
de sodio al 1%

EQUIVALENTE A

½ litro de cloro
al 1%



Si el pomo de cloro
tiene una **concentración al 5%**

1 litro
de agua  +  **100 ml** de hipoclorito
de sodio al 5%

EQUIVALENTE A

10 cucharadas
soperas



10 tapitas de
pomos plásticos



3 onzas
de biberón



1½ litro
de agua  +  **150 ml** de hipoclorito
de sodio al 5%

EQUIVALENTE A

15 cucharadas
soperas



15 tapitas de
pomos plásticos



4 onzas
de biberón

